
ETUDE DE LA CHARGE D'UN CONDENSATEUR A COURANT CONSTANT

CLASSES D'ETUDE : TS

MATERIEL: - PC + interface Orphy GTS + boîtier module test.

- 1 AX321 en générateur de tension (E = 10V).
- 1 ampèremètre.
- 1 plaquette AO.
- 1 alimentation +15V/-15V.
- 1 condensateurs 1000uF.
- 4 résistances : $2,7M\Omega$.
- logiciel Orphy GTS et Régressi

MONTAGE: Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.



Branchement sur le boîtier Orphy:

- 1- Relier l'ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l'on relie à la sortie notée « S » d'Orphy.
- 2- Relier le module test par le câble prévu à cet effet sur la borne « A » d'Orphy.
- 3- Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Ref 0».
- 4- Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.


ACQUISITION: Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Branchement sur le boîtier Orphy:

- 5- Relier l'ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l'on relie à la sortie notée « S » d'Orphy.
- 6- Relier le module test par le câble prévu à cet effet sur la borne « A » d'Orphy.
- 7- Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Ref 0».
- 8- Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.


Réglage du logiciel Orphy GTS: lancer le logiciel après avoir ouvert Regressi.

- 1- Réglage des abscisses X : sélectionner « temps », puis cliquer sur « temps » ; dans la nouvelle fenêtre, entrer le nombre de points de mesure « 40 » et la durée de l'acquisition « 200s ».
- 2- Réglage des ordonnées Y : cliquer sur « modifier » ; dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA0 » : Double cliquer alors sur U1 pour entrer le nom de la variable « Uc », son unité « V » et l'intervalle de mesure avec « O » pour valeur minimum et « +5 » pour valeur maximum.



Synchronisation analogique de l'acquisition : pour que l'acquisition démarre au moment où l'on ferme l'interrupteur, il faut passer par cette étape.

- 1- Cliquer sur analogique.
- 2- Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA0 », puis sur « Mont ». Valider.
- 3- Indiquer alors dans l'encart à droite d'analogique : Uc>0,01V.



Acquisition pour l'étude de la charge:

- 1- Mettre l'AX321 sous tension. Fixer la fem à 10V.
- 2- Cliquer sur « acquisition ».
- 3- Fermer l'interrupteur.
- 4- Noter la valeur de I affichée par l'ampèremètre (I₀=E/R)Transférer sur Regressi en cliquant sur « transfert ».

EXPLOITATION SOUS REGRESSI: DETERMINATION DE LA CAPACITE D'UN CONDENSATEUR

Tracé de Uc=f(t):

- Visualiser la courbe Uc = f(t) en cliquant sur sur pour définir dans les menus déroulants d'abscisses et d'ordonnées respectivement t et Uc : apparaît la courbe de charge.
- Modélisation de la courbe :
 - Pour faire apparaître C directement dans la modélisation, créer le paramètre I0 :

 - Cliquer sur , sur , puis sur « paramètre ».

 Taper au clavier le nom de la grandeur « I » et son unité « A », enfin cliquer sur « OK ».
 - Cliquer sur le dossier « paramètre » et taper sa valeur. Valider en tapant sur « entrée ».
 - puis taper au clavier « Uc(t)=I/C*t. Cliquer sur ✓, puis sur « Ajuster » pour affiner Cliquer sur la modélisation.

Recherche de C par Q=f(Uc):

- Création de la variable Q : charge du condensateur.
 - Cliquer sur , sur , puis sur « grandeur calculée ».
 - Taper au clavier le nom de la variable « Q » et son unité « C », puis taper son expression « Q=I*t »; enfin cliquer sur « OK ».
- Visualiser la courbe Q=f(Uc) en cliquant sur , sur pour définir dans les menus déroulants d'abscisses et d'ordonnées respectivement Uc et Q.
- Modélisation de Q=f(Uc):
 - puis sur Liquer sur « droite » et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » Cliquer sur pour affiner la modélisation.
 - Vérifier que le coefficient directeur de la droite correspond à C, la capacité du condensateur.

